

METRIKOL FORTE

Solución Intrauterina



Composición

Colistina, sulfato 14.29 mg

Indicaciones

Formulación especialmente diseñada para la prevención y el tratamiento de la metritis Comprobada acción antibacteriana, controla y mata bacterias Gram + y Gram – (Salmonellas, E. coli, Staphylococcus aureus, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Streptococcus sp. , Pseudomona aeruginosa). También tiene acción contra diferentes hongos.

Dosis

Preventivo: Aplicar 80 mL durante 3 días seguidos luego del parto. Tratamiento: Metritis aguda aplicar 80 mL de la solución. Metritis crónica y/o rebeldes aplicar 60mL de METRIKOL FORTE + 20 mL de GENTÁMIN 10% PLUS. No presenta período de retiro.

Presentaciones

Frasco 500 mL,

Vías Administración

Topical Intrauterina

Países

Perú SENASA F.03.06.N.0932

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Antibióticos de uso específico solo a asociados
Intrauterinos
Antisépticos Y Desinfectantes
Otros desinfectantes

Web Site

Quimtia



IMAGEN NO
DISPONIBLE